



ALL in ONE

Inflammation + Hormone + Thrombus
Infection + Cardiac + Liver+ Antibody



VET CHROMA

인터페이스 7인치 풀터치스크린
내장프린터
이더넷/USB/블루투스 지원
전자차트 연동





저장기능 1000개 검사결과 저장
500개 검사정보 저장
100개 사용자 ID 저장

- 초고감도 형광측정 <Pico단위측정>
NT-proBNP, hsCRP, Free T4 적용
- 최고의 확장성 <All in One>
- High Sensitivity & CV, Bias value
- 지속적인 검사 항목 업데이트

	염증			호르몬				혈전	심장	간	감염	항체	
	cCRP	fSAA	cPL	Cortisol	T4	cTSH	cProges- terone					CDV	CPV
13종	cCRP	fSAA	cPL	Cortisol	T4	cTSH	cProges- terone	CD-dimer	cTnl	cAFP	Helico- bacter	CDV	CPV
종	개	고양이	개	개, 고양이	개, 고양이	개	개	개	개	개	개, 고양이	개	개
채혈 튜브	Heparin EDTA 혈청	Heparin 혈청	Heparin 혈청	혈청	Heparin 혈청	Heparin EDTA Sodium Citrate 혈청	Heparin 혈청	Heparin	Heparin 혈청	EDTA 혈청	분변	Heparin EDTA 혈청	혈청
검체 타입	혈장 / 혈청	혈장 / 혈청	혈장 / 혈청	혈청	혈장 / 혈청	혈장 / 혈청	혈장 / 혈청	혈장	혈청	혈장 / 혈청	분변	혈장 / 혈청	혈청
검체량	10 ul	10 ul	50 ul	50 ul	50 ul	200 ul	100 ul	50 ul	50 ul	50 ul	고체 : 20 mg 액체 : 20 ul	10 ul	
검사 범위	5 ~ 500 mg/L	5 ~ 500 mg/L	10 ~ 1000 ng/mL	1.09 ~ 28.96 ug/dL	0.6~7.0 ug/dL	0.1~5 ng/mL	1~25 ng/mL	50 ~ 1000 ng/mL	0.01 ~ 15 ng/mL	5 ~ 350 ng/mL	-	-	

4 Steps 직관적인 검사과정, 4단계면 끝

1분 Okay



Cortisol & T4 검사는 5분 배양시간이 있습니다



VET CHROMA



Canine

- cCRP
- cD-Dimer
- cPL
- cAFP
- Cortisol
- T4 / cTSH
- cProgesterone
- CDV, CPV IgG/IgM Combo
- ◉ cTn-I
- Helicobacter
- ◉ cNT-proBNP
- cSDMA
- CCV/CPV/Gia Ag
- cPCT
- Calprotectin
- ◉ hsCRP
- Hemoglobin A1c
- ◉ Free T4



Feline

- fSAA
- Cortisol
- T4
- Helicobacter
- ◉ fNT-proBNP
- fSDMA
- fTSH
- fD-Dimer
- fSDMA
- FIV/FelV/FcoV Ag
- ◉ fTn-I
- Calprotectin
- Hemoglobin A1c
- ◉ Free T4

- 검사가능 항목
- 출시예정 항목
- ◉ Pico단위 검사



주소 : 서울특별시 송파구 송파대로 201 테라타워2 A동 1113호

전화 : 02-881-5432 | FAX : 02-881-5454