

**ALL in ONE**

Inflammation + Hormone + Thrombus  
Infection + Cardiac + Liver+ Antibody



**VET CHROMA**

**인터페이스** 7인치 풀터치스크린  
내장프린터  
이더넷/USB/블루투스 지원  
전자차트 연동


**저장기능** 1000개 검사결과 저장  
500개 검사정보 저장  
100개 사용자 ID 저장

- 초고감도 형광측정 <Pico단위측정>  
NT-proBNP, hsCRP, Free T4 적용
- 최고의 확장성 <All in One>
- High Sensitivity & CV, Bias value
- 지속적인 검사 항목 업데이트

	염증			호르몬				혈전	심장	간	감염	항체	
13종	cCRP	fSAA	cPL	Cortisol	T4	cTSH	cProgesterone	cD-dimer	cTnI	cAFP	Helico bacter	CDV	CPV
종	개	고양이	개	개, 고양이	개, 고양이	개	개	개	개	개	개, 고양이	개	개
채혈 튜브	Heparin EDTA 혈청	Heparin 혈청	Heparin 혈청	혈청	Heparin 혈청	Heparin EDTA Sodium Citrate 혈청	Heparin 혈청	Heparin	Heparin 혈청	EDTA 혈청	분변	Heparin EDTA 혈청	Heparin EDTA 혈청
검체 타입	혈장 / 혈청	혈장 / 혈청	혈장 / 혈청	혈청	혈장 / 혈청	혈장 / 혈청	혈장 / 혈청	혈장	혈청	혈장 / 혈청	분변	혈장 / 혈청	혈장 / 혈청
검체량	10 ul	10 ul	50 ul	50 ul	50 ul	200 ul	100 ul	50 ul	50 ul	50 ul	고체 : 20 mg 액체 : 20 ul	10 ul	
검사 범위	5 ~ 500 mg/L	5 ~ 500 mg/L	10 ~ 1000 ng/mL	1.09 ~ 28.96 ug/dL	0.6~7.0 ug/dL	0.1~5 ng/mL	1~25 ng/mL	50 ~ 1000 ng/mL	0.01 ~ 15 ng/mL	5 ~ 350 ng/mL	-	-	

**4 Steps** 직관적인 검사과정, 4단계면 끝

**1분 Okay**



Cortisol & T4 검사는 5분 배양시간이 있습니다



# VET CHROMA



## Canine

- cCRP
- cD-Dimer
- cPL
- cAFP
- Cortisol
- T4 / cTSH
- cProgesterone
- CDV, CPV IgG/IgM Combo
- ◉ cTn-I
- Helicobacter
- ◉ cNT-proBNP
- cSDMA
- CCV/CPV/Gia Ag
- cPCT
- Calprotectin
- ◉ hsCRP
- Hemoglobin A1c
- ◉ Free T4



## Feline

- fSAA
- Cortisol
- T4
- Helicobacter
- ◉ fNT-proBNP
- fSDMA
- fTSH
- fD-Dimer
- fSDMA
- FIV/FelV/FcoV Ag
- ◉ fTn-I
- Calprotectin
- Hemoglobin A1c
- ◉ Free T4

- 검사가능 항목
- 출시예정 항목
- ◉ Pico단위 검사



주소 : 서울특별시 송파구 송파대로 201 테라타워2 A동 1113호

전화 : 02-881-5432 | FAX : 02-881-5454