

Active Biotinylated Proteins


R&D systems 만의 QC를 거친 Biotinylated Protein은 충분한 Activity를 보장합니다!

R&D systems Avi-tag Biotinylated Recombinant Proteins만의 장점!

하나 : Uniform Orientation – Streptavidin에 결합시 동일한 방향성

둘 : Uniform Labeling - Avi-tag의 Lysine residue에서만 Biotinylation

셋 : Equivalent Bioactivity – Avi-tag에 의한 일관적인 Bioactivity



Streptavidin과 결합시 보이는 일관적인 방향성

Proteins	Species	Source	Tag	Catalog #	Activity
B7-1/DC80	Human	CHO	His, Avi-tag	AVI9050	Binds CTLA-4
BCMA/TNFRSF17	Human	HEK293	Fc, Avi-tag	AVI193	Binds APRIL/TNFSF13
CD47	Human	CHO	Fc, Avi-tag	AVI4670	Binds SIRP alpha/CD172a
CD155/PVR	Human	HEK293	Fc, Avi-tag	AVI9174	Binds CD96v2
CTLA-4	Human	HEK293	Fc, Avi-tag	AVI7268	Binds B7-1/CD80
ErbB2/Her2	Human	HEK293	Fc, Avi-tag	AVI1129	Binds Trastuzumab
Fc gamma RIII	Human	HEK293	His, Avi-tag	AVI884	Binds human IgG
LAIR2	Human	HEK293	His, Avi-tag	AVI2665	Binds bovine Collagen I
PD-1	Human	HEK293	His, Avi-tag	AVI8986	Binds PD-L1/B&-H1
PD-L1/B7-H1	Human	HEK293	His, Avi-tag	AVI9049	Binds PD-1
	Human	CHO	Fc, Avi-tag	AVI156	Binds PD-1
uPAR	Human	HEK293	His, Avi-tag	AVI807	Binds uPA/Urokinase
VEGF 165	Human	HEK293	Fc, Avi-tag	AVI293	Binds VEGFR1/Flt-1
VISTA/B7-H5/PD-1H	Human	HEK293	Fc, Avi-tag	AVI7126	Binds VSIG3

☎ 02-881-5432

✉ techserv@woongbee.com

☎ 02-881-5454