


CellXVivo™ kit

M2 Macrophage Differentiation

Macrophage에 의한 염증반응 및 Cancer 환경 조절에 대한 연구자들을 위한 Solution!



선택의 이유


- High Quality R&D Systems Cytokine 포함
- **M2 Macrophage cell로 분화를 위한 최적의 조건!!**
- Validated Protocol - 검증된 제품
- 추가 장비 필요 없이 kit 하나면 O.K
- High Differentiation Yield

Hhuman PBMC에서 CD14+ monocytes 분리 후,
M2 Macrophage로 분화시킨 결과


CD14+이면서 Macrophage marker인 CD205+임을 볼 수 있으며
CD163+이며 CD80- 로 M2 Macrophage로 잘 분화되었음을 알 수 있다.

M1 Macrophage Functions


Immune Surveillance




Wound Healing and Tissue Remodeling




Tumor Infiltration



Cytokine Production



R&D SYSTEMS
a biotechne brand



Order Information

#CDK013 Human M2 Macrophage Differentiation Kit
<96well 기준 5 plate 기준>

#MAGH105 hMagCollect™ human CD14+ Cell Isolation Kit
contains Anti-Human CD14 Biotinylated Ab, Streptavidin Ferrofluid, 10x Buffer



웅비메디텍

Tel: 02-881-5432 | E-mail: woongbee@woongbee.com