


IHC 결과!! **re-check** 해 보세요

Antigen (Epitope) Retrieval Reagents



결과 차이, 당신의 선택은?

IHC에 사용되는 formaldehyde에 의해 일어 날 수 있는
proteins 사이의 cross-link 현상 !!

이로 인해 보고자 하는 Target Antigen에 영향을 주어
IHC 결과 값이 달라 질 수 있습니다 !!

▶ Order Informations

- | | | |
|---------------|---|-----------|
| Cat. # CTS013 | Antigen Retrieval Reagent-Basic, pH9.5, 10X Conc 50ml | ← General |
| Cat. # CTS015 | Antigen Retrieval Reagent-Universal, pH7.0, 10X Conc 50ml | |
| Cat. # CTS014 | Antigen Retrieval Reagent-Acidic, pH5.0, 10X Conc 50ml | |
| Cat. # CTS016 | Antigen Retrieval Reagents-Sampler Pack | |