

더 이상 겁치는 파장들로  
고민할 필요 없습니다.

# Multi-Color Flow Cytometry Kits

## 최상의 결과


- 완벽한 형광 조합
- 대표 marker Ab로 구성
- 추가 구성품 불필요
- 최적화된 용량, 비용 절감 (25test)

MOLECULE	Species	CAT#
Embryonic Stem Cells SSEA-1-PerCP, SSEA-4-FITC, Oct-3/4-APC, Sox2-PE	Human Mouse	FMC001
Multipotent Mesenchymal stromal Cells CD105-PerCp, CD146-FITC, CD90-APC, CD45-PE	Human	FMC002
Hematopoietic progenitor Cells CD244-FITC, CD150-APC, CD48-PE	Mouse	FMC005
Th17 Cells IL-17-PerCP, CD3-FITC, IL-22-APC, IL-23R-PE	Human	FMC007
Th1 Cells IFN-γ-PE, CD3-PerCP, IL-12 Rβ2-APC, T-bet CFS	Human	FMC009
Th1 Cells IFN-γ-FITC, CD4-PE, IL-12 Rβ2-APC, T-bet PerCP	Mouse	FMC010
Th2 Cells CD3-PerCP, IL-4-FITC, STAT6-APC, IL-4R-PE	Human	FMC011
Th2 Cells CD4-PerCP, IL-5-PE, STAT6-APC, IL-4R FITC	Mouse	FMC012



추가 구성품이  
필요없다고 ??

각각의 isotype control  
staining buffer 포함



Th17 cells assessed Using Multi-Color Flow Kit

PBMC 를 Th17 MultiColor Flow Cytometry kit (#FMC007)로 staining한 결과, CD3로 gating한 후 IL-17, IL-22, IL-23R을 동시에 확인함.

