


Pluripotency(ES/iPS)가 좋은 세포선별 족집게



Human Pluripotent Stem Cell Live Cell Imaging Kit



Catalog Number: SC023
Size: 25 Tests





특 장 점

- UNFIXED LIVE CELL LABELING.
- 배지에 30분이면 염색.
- 단일 과정으로 염색.
- DIRECT ICC.

구 성

- SSEA-1 (NL557)
- TRA-1-60 (NL557)
- SSEA-4 (NL493)

Typical Data



Tel : 031-776-3300
학술상담 : 최미선

e-mail : woongbee@woongbee.com