

iPS 분화능 확인, 30일에서 5일!

Functional Identification Kit

번거로운 teratoma 대신 ICC로 간편하게!


분화에서 확인까지 단 5일만에 완료!!

결과가 보장된 kit 이용해서 재현성 있는 결과 도출!

DATA


iPS2 Human Induced Pluripotent Stem Cells

Ectoderm Differentiation 72 hours Mesoderm Differentiation 24-36 hours Endoderm Differentiation 72 hours



Human iPS cell과 ID kit 이용해서 ectoderm, mesoderm, endoderm으로 분화 시킨 뒤, kit 내에 포함된 marker antibody 이용해서 ICC 수행.

PROCEDURE



Order Information

Cat#	Description
SC006	Human MSC ID kit
SC010	Mouse MSC ID kit
SC020	Rat MSC ID kit
SC028	Human/Mouse/Rat Neural Lineage ID kit
SC027B	Human Pluripotent Stem Cell ID kit

