


Cytotoxicity LDH Assay Kit

for Cell Death Assay

2% ✓

CCK-8만으로는 부족할때!


LDH Assay Kit로 Cell Damage & Death까지 한번에 측정!




<Features>

- Damaged Cell에서 분비되는 LDH 측정을 통한 Cytotoxicity 분석
(Cell toxicity 관련, MTT Data 보강/보완에 최적)
- Homogeneous & non-Homogeneous 분석
(attached cells) (suspended cells)
- Longer Working Solution Stability
(Storage Condition : 0-5°C for 6 months)

• High Linearity



냉장상태에서도 장기간 안정적인 Working Solution



결과의 높은 재현성

#웅비메디텍

세포 독성 검사를 위한

LDH Assay Kit (CK12-01 100Tests)

파격 할인 행사



50%
DC

할인금액

253,000원 → 126,500원

* 이번 기회 놓치지 마세요