



R&D SYSTEMS™
a biotechne brand


ELISA Kit

Case 1

Quantikine®
ELISA Kits

Gold Standard ELISA(Coated plate)

- **Ready-To-Use**
ELISA시 필요한 모든 시약이 포함 된 Complete Kit
- **Superior Performance**
Kit마다 최적화 된 Diluent 300개 이상으로 Assay 환경 최적화
- 500 가지 이상의 targets 과 다양한 Species 분석 가능 kits
- One (1P) ~ Six (6P) ~ Pharm (50P) Paks
- High Sensitivity Kit 보유




Case 2

DuoSet®
ELISA Kits

The Best Development ELISA (Uncoated)

- **Economical & Flexible**
Antibody (Capture & Detection), Standard, Streptavidin-HRP로 구성 DuoSet 전용 추가 시약 kit (Ancillary Kit)와 함께 사용 가능
- **Highly Referenced**
15년간 약 25,000개 이상의 references 보유
- 5 or 15 plates 용량
- 가장 다양한 target 단백질 정량 가능 (800 가지 이상 kit)



Quantikine® ELISA Kit

Description	Catalog No.	Size	
Human	IL-6 Quantikine ELISA	D6050	1 / 6 / 50 Plates
	VEGF Quantikine ELISA	DVE00	1 / 6 / 50 Plates
	TGF-beta1 Quantikine ELISA	DB100B	1 / 6 / 50 Plates
	TNF-alpha Quantikine ELISA	DTA00D	1 / 6 / 50 Plates
	IL-8 Quantikine ELISA	D8000C	1 / 6 / 50 Plates
	HGF Quantikine ELISA	DHG00B	1 / 6 / 50 Plates
Mouse	IL-1beta Quantikine ELISA	MLB00C	2 / 6 / 50 Plates
	IL-6 Quantikine ELISA	M6000B	2 / 6 / 50 Plates
Rat	IL-1 beta Quantikine ELISA	RLB00	2 / 6 / 50 Plates
	TNF-alpha Quantikine ELISA	RTA00	2 / 6 / 50 Plates
Multi	Total MMP-2 Quantikine ELISA	MMP200	1 / 6 / 50 Plates
	Creatinine Assay Kit	KGE005	2 Plates
	PGE2 Assay Kit	KGE004B	1 / 6 / 50 Plates

DuoSet® ELISA Kit

Description	Catalog No.	Size	
Human	IL-6 DuoSet ELISA	DY206(-05)	5 / 15 Plates
	VEGF DuoSet ELISA	DY293B(-05)	5 / 15 Plates
	IL-1beta DuoSet ELISA	DY201(-05)	5 / 15 Plates
	TGF-beta1 DuoSet ELISA	DY240(-05)	5 / 15 Plates
	IL-8 DuoSet ELISA	DY208(-05)	5 / 15 Plates
	IL-10 DuoSet ELISA	DY217(-05)	5 / 15 Plates
Mouse	IL-1beta DuoSet ELISA	DY401(-05)	5 / 15 Plates
	TNF-alpha DuoSet ELISA	DY410(-05)	5 / 15 Plates
	IL-6 DuoSet ELISA	DY406(-05)	5 / 15 Plates
	IFN-gamma DuoSet ELISA	DY485(-05)	5 / 15 Plates
	IL-17 DuoSet ELISA	DY421(-05)	5 / 15 Plates
	IL-10 DuoSet ELISA	DY417(-05)	5 / 15 Plates
	IL-13 DuoSet ELISA	DY413(-05)	5 / 15 Plates

