

웅·비·나



WOONGBEE
Webinar



8월 20일 목 10:00am

Western blot

자동화 장비 **5 Frees**



신청하세요

- Gel
- Blot
- Hands
- Imager
- 3 hours



웅비메디텍
02.881.5432


R&D SYSTEMS[®]
a biotechne[®] brand




Wes

Features & Advantages

01 High-Sensitivity




02 R&D / Novus / Certified



03 Multiplex

Multiplex 조건

Target간 Size 차이 20% 이상일 때
Ab가 single band로 결과를 도출할 때



04 데모 가능

- 웅비메디텍 실험실에서 1일 데모 *데모비용 30만원



*Capillary

- 25개 or 13개 선택
- 단백질 Size에 따라 matrix 선택

*Detection module

- 1st Ab Host에 맞춰 선택

05 웅비 Assay Service 가능

Assay Service
Luminx / ELISA / Western / Ab Array / Ella

High Quality Time Saving!
웅비메디텍 Assay Service를 통해
합리적인 가격으로 신속 정확한 서비스를 만나세요

06 웅·비·나·일정

날 짜	주 제
2020-09-03	GMP Products
2020-09-17	Tools for 3D Cell culture and Analysis
2020-10-08	Tools for Cytotoxicity
2020-10-22	웅비 분석 서비스
2020-11-05	Application of 3D Microfluidic Chip
2020-11-19	Bone Metabolism

목요일 10:00 AM