


Matrigel

바꾸시죠??!!



BME

R&D SYSTEMS™
a biotechnique brand



Better **Organoid**

- Cultrex™ BME
- Cultrex™ UltiMatrix

제 품	RGF BME Type 2, Pathclear	RGF BME Type2, Select	UltiMatrix RGF BME
Cat #	#3533-001-02 #3533-005-02 #3533-010-02	#3536-001-01 #3536-005-02	#BME001-01 #BME001-05
특징	Lot-to-lot performance consistency 두 제품 동일 제조/ 동일 QC 과정 Organoids cell culture 에 적합		Lot-to-lot performance consistency Entactin 함유량을 높여 3D application에 더 좋음 Organoids 뿐 아니라 Stem cell 용으로도 적합
차이	USP <71> 가이드라인 in vivo application (pharmaceutical use)	USP <61> 가이드라인 research-use-only applications (Academic use)	USP <71> 가이드라인 in vivo application (pharmaceutical use)
	Sterility Test 진행	Bioburden Test 진행	Sterility Test 진행
인서트			

** 제품 상담 및 Organoid 이외의 Application 문의가 필요하시다면 언제든지 연락주세요

☎ 02-881-5432

✉ techserv@woongbee.com

 **웅비메디텍**
WOONGBEE.COM