



무상데모 신청하세요

fSAA, cTSH, cAFP

신규 검사항목 출시 기념

Vet Chroma 공동구매 EVENT

기존 검사항목

cCRP, D-Dimer, Cortisol

T4, Progesterone

Advantage Only vet chroma can feel it

- 초고감도 형광측정 기술 <HRDF>
- 최고의 확장성 <All in One>
- High Sensitivity & CV value
- 쉬운 검사방법으로 <15분 이내 검사>

상담전화

담당자: 김태훈

010-9006-2632

New Product (Coming Soon)

고양이 염증마커 fSAA Feline Serum Amyloid A

급성 염증 질환

췌장염 (Pancreatitis)

부상 (Injury)

신부전 (Renal failure)

간질환 (Liver disorders)

반응성 아밀로이드증

- (Reactive amyloidosis)

전염성 복막염

- (Infectious peritonitis)

갑상샘자극호르몬 TSH Thyroid Stimulating Hormone

항진증 (Hyperthyroidism)

갑상샘종 (Thyroid adenoma)

갑상샘암 (Thyroid carcinoma)

저하증 (Hypothyroidism)

자가면역성 갑상선염

TSH 분비 장애

Total T4 + TSH + ? + ?



Thyroid Panel 검사

간암 표지자 검사 AFP α-Fetoprotein

만성간질환 (Hepatic disease)

간염 & 간경화

Hemochromatosis

간암 (Liver cancer)

고환암 (Testis cancer)

난소암 (Ovarian cancer)



경험하고 결정하세요 - 데모지원

출시예정

Animal	항목명	질 병	검 체 종 류	검 사 범 위
Canine	cTSH	호르몬	혈청 / 혈장	0.1 - 5ng/ml
	Tnl	Cardiac function	혈청 / 혈장	0.1 - 10 ng/ml
	AFP	Cancer	혈청 / 혈장	5 - 350 ng/ml
	Fructose amine	Diabetes	혈청 / 혈장	100 - 500 nmol/L
	CPV	전염병	대변	LOD : 10pg/ml
	CDV	전염병	안검스왑	LOD : 10pg/ml
	cHW	전염병	전혈 / 혈장	LOD : 50pg/ml
Feline	fSAA	염증	혈청 / 혈장	10 - 500 mg/L
	FIV	전염병	전혈	LOD : 10pg/ml
	FLV	전염병	전혈	LOD : 10pg/ml
Canine & Feline	cPL/fPL	pancreatitis	혈청 / 혈장	50 - 600 ug/L (Canine) 1 - 6 ug/L (Feline)
	NT-Pro BNP	Cardiac function	혈청 / 혈장	300 - 2000 pmol/L (Canine) 50 - 400 pmol/L (Feline)

*보관온도: 2~8도 / 포장규격: 6 test/box. 사용기한:20개월(개별 항목 제외)



ANIVET Diagnostics Inc

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,
Chuncheon-si, Gang-won-do 24398, Korea
Tel: +82-33-243-1411. Fax: +82-33-243-9373
od_annivet@boditech.co.kr



WoongBee MeDiTech

Biz 1309, SKnTechnoPark
124, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do 13207, Korea
Tel: +82 31-776-3300. Fax: +82 31-776-3303
woongbee@woongbee.com