




# PlusCollect™ Cell Selection & Detection kits

- **Target Cells:** EpCam, Integrin, Selectin 등의 analyte를 target으로  
Cancer, Immunology, Vascular biology, Stem Cell 등 분리/ 확인
- **오직 R&D에서만 출시** 되는 품목으로 **동시에 세포분리 와 Flow cytometry** 확인실험 모두 가능
- 용량: 1 x 10<sup>9</sup> total cells (25 tests)



## 구성품 (25tests)



- Biotinylated specific Selection Ab
- PE-conjugated Detection Ab
- PlusCollect Buffer

## 추가 구성품



- MagCollect Streptavidin Ferrofluid MAG999  
- 타사제품과 호환 가능
- (Optional) Fc receptor blocking 1-001-A
- 전용 자석

Product	Cat. NO.	Research interest	Product	Cat. NO.	Research interest
ACE/CD143	PLS929	■ ■ ■	EpCAM	PLS960	■
CCR5	PLS180	■	E-Selectin/CD62E	PLS724	■
CD31/PECAM-1	PLS806	■ ■	Integrin αV/CD51	PLS1219	■ ■ ■
CD4	PLS379	■	MCAM/CD146	PLS932	■ ■
CD45	PLS1430	■	NCAM-1/CD56	PLS2408	■
CXCR4	PLS170	■	VCAM-1	PLS809	■ ■
E-Cadherin	PLS1838	■ ■ ■	VE-Cadherin	PLS938	■ ■ ■
Endoglin/CD105	PLS1097	■ ■ ■	VEGF R2	PLS357	■ ■ ■
CD44	PLS4948	■	EGF R/ErbB1	PLS1095	■
ErbB2/HER2	PLS1129	■	HGF R/c-MET	PLS358	■
Nectin-4	PLS2659	■	Podocalyxin	PLS1658	■
Mouse Sca-1/Ly6	PLS1226	■ ■	Tie-2	PLS313	■
Mouse E-cadherin	PLS748	■ ■	SSEA-4	PLS1435	■ ■
			SSEA-1	PLS2155	■ ■

Key: ■ Vascular Biology ■ Cancer ■ Stem Cells ■ Immunology

