



Control set for Quantikine ELISA

R&D는 수치로 확인시켜 드립니다. 정말로 정확한 결과인지!

모든 ELISA kit는 말합니다.

"높은 민감도, 높은 정확도, 높은 재현성"

정말로 target만 잡은 정확한 결과인지, lot이 바뀌어도 재현 되는 결과인지 눈으로 확인시켜 드립니다.


Control set, 이런 분들께 딱입니다!

- 제한적인 검체량에 반복 실험이 힘든 분
- 정확한 검사를 요구하는 진단검사분야
- 한가지 kit를 지속적으로 사용하여 lot간의 재현성을 확인하셔야 하는 분
- 결과의 정확한 정도를 제공해야 하는 commercial lab.
- Sample내 농도가 detection range에 포함 되는지 확인이 안 되시는 분

왜 Control을 사용해야 할까요?

ELISA 정량에서 가장 중요한 것은 Standard Curve !

▷ Standard curve가 잘 나왔다고 측정한 sample의 target 농도도 정확한 값일까요?



Standard curve에 따라서 함께 변하는 sample의 농도! 이 실험.. 정확한 Standard curve에 맞춰 측정된 결과일까요?

→ R&D Control set로 확인해보세요!

- 엄격한 QC를 통과한 control set는 kit별 알맞은 농도를 안내 합니다.
- 제품 내 Card에 제시 된 농도가 나오면 결과 정확도 보장!!

Control set의 특징

1) 각 kit 마다 고유의 control 사용

2) Control set 구성

- High / midium / low 농도의 recombinant protein
- 총 3 vials (1 set 당)

3) 정확한 확인을 위해 1회 사용 권장

- Reconstitution 한 control은 저장 중 stability가 낮아져서 정확한 결과 확인에 제한

4) Kit 종류, lot에 따라 reconstitution 방법이 다름

- Control set에 포함 된 card 확인

관련 제품 및 정보

▶ **ELISA의 Gold Standard**를 경험해 보세요! >> [클릭](#)

- 1) 가장 많은 논문이 선택한 **ELISA**
- 2) R&D 고유의 recombinant protein으로 제조한 **Control set**로 정확도와 재현성 입증
- 3) 측정가능 범위 제한 없이 선택할 수 있는 다양한 구성
- 4) 정확 & 신속한 맞춤형 학술 지원

▶ **Luminex assay도 Control set와 함께 Multiplex의 한계를 뛰어넘자!** >> [클릭](#)

- 1) 패널 고유의 **Control set** 사용으로 높은 신뢰도 입증
- 2) **Sample 50 uL**로 최대 **100** 가지 **target** 단백질 동시 정량
- 3) **ELISA의 Gold Standard**인 Quantikine ELISA와 높은 **Correlation**
- 4) R&D Luminex assay 고유의 **Diluent** 사용으로 정확한 결과 보장

제품 상담 : 학술마케팅팀 최현아 (techserv@woongbee.com/ 031-776-3300 내선126)



462-807 경기도 성남시 중원구 상대원1동 190-1
SKn 테크노파크 비즈센터 1309~11호
Tel. 031-776-3300 Fax. 031-776-3303
woongbee@woongbee.com

- 본 메일은 발신 전용으로, 회신되지 않습니다.
- 메일을 원하지 않으시면 [이곳을 클릭](#)하시거나 webmaster@woongbee.com으로 연락주시기 바랍니다.
(If you don't want this e-News information, click here, please.)