



# R&D ELISA for Small Molecule

## Parameter ELISA kit

### 정확성

ELISA의 Gold Standard인 Quantikine ELISA

### 편리성

Overnight 없이 4시간만에 assay 완료

### 경제적

6 kits / 50 kits 단위로 묶어 합리적인 가격 혜택

### 효율성

Multi-species의 검체에서 정량 가능

체내의 신호전달 주요 물질, 호르몬, 산화스트레스 물질 등 **질량이 작은 molecule의 정확한 정량**을 위해 R&D는 **ELISA의 Gold Standard인 Quantikine ELISA**와 같은 **line인 Parameter ELISA kit**를 제공하고 있습니다. 일반적인 단백질 정량 보다 까다로운 Small molecule의 정확한 정량을 위하여 **Competitive** 원리를 사용하며, Control set와 함께 실험 시 Standard curve의 정확도를 직접 확인 하실 수 있는 ELISA kit입니다.

### Parameter ELISA kit가 필요하신 분들!

▶ 내분비계 호르몬 연구

**Cortisol, Testosterone, Estradiol, Aldosterone**

▶ 신호전달 물질

**Cyclic AMP, Cyclic GMP, Substance P**

▶ 아라키돈산 유래물질 (Eicosanoid 관련 물질)

**Prostaglandin E2 (PGE2), Leukotriene B4 (LTB4), Thromboxane B2 (TXB2)**

▶ 산화 스트레스 연구

**Nitrite, Nitrate, Total NO, TBARS (MDA)**

★ Parameter ELISA Kit의 원리 및 제품 종류 자세히 보러가기



제품 상담 : 학술마케팅팀 최현아 ([techserv@woongbee.com](mailto:techserv@woongbee.com)/ 031-776-3300 내선126)