

# Multi-Color Flow Cytometry Kits

Flow Cytometry 실험이 처음이신가요? 겁치는 파장들로 고민하고 계신가요?  
 그렇다면 **R&D Systems Multi-Color Flow Cytometry Kits**을 **고려해보셔야 할 때**입니다.

## 특징

**형광 조합을 계획하기 위한 고민은 가라!**

✓ 완벽한 형광 조합


**FITC, PE, APC**

FITC, PE, APC 등의 각기 다른 형광이 조합되어 있어서 겁치지 않는 형광 파장대를 고민없이 이용하실 수 있습니다.

**Kit 하나로 한 번에 여러개의 Marker를 동시에!**

✓ 대표 marker antibody로 구성

Kit 마다 **대표적인 marker antibody가 구성**되어 있어 marker를 고르거나, 여러 번에 걸쳐서 실험하지 않으셔도 됩니다.



**PBMC를 Th17 MultiColor Flow Cytometry (cat. FMC007)으로 염색하여 확인한 결과**

CD3 T cell을 gating 한 후, **IL-17, IL-22, IL-23R을 동시에 한 번에 확인한 결과**입니다. 한 번에 다양한 marker를 확인!!

**Kit 안에 모두 담어드립니다!**

✓ 추가 구성품 불필요

**Isotype control과 실험에 사용되는 buffer가 포함**되어 있어서 Kit 하나만 구입하셔도 실험하실 수 있습니다.

**그 동안 쓰다 남아서 아까우셨죠? 용량과 가격도 이용하실 만큼만!**



✓ 최적화된 용량, 비용 절감

**25 Test 또는 50 Test 분량**의 제품들로 출시되어 있으니 이용하실 만큼만 구입하셔서 사용하세요!

## 구성

- ✓ 형광이 결합된 Antibody
- ✓ Isotype control
- ✓ 실험에 필요한 모든 Buffer

제품군

구분	품명	Catalog	Size
Stem Cell	<b>H/M Pluripotent Stem Cell Multi-Color Flow Cytometry Kit</b> SSEA-1-PerCP, SSEA-4-FITC, Oct-3/4-APC, SOX2-PE	FMC001	25 Test
	<b>Human Mesenchymal Stem Cell Multi-Color Flow Kit</b> CD105-PerCp, CD146-FITC, CD90-APC, CD45-PE	FMC002	25 Test
	<b>Mouse Mesenchymal Stem Cell Multi-Color Flow Kit</b> CD105-FITC, CD29-PE, Sca-1-APC, CD45-PerCP	FMC003	25 Test
	<b>Mouse Hematopoietic Progenitor Cell Multi-Color Flow Kit</b> CD244-FITC, CD150-APC, CD48-PE	FMC005	25 Test
	<b>Human Hematopoietic Progenitor Cell Multi-Color Flow Kit</b> CD34-APC, CD38-PerCP, CD11b-FITC, SCF R-PE	FMC019	25 Test
	<b>Human Mesenchymal Stem Cell Verification Flow Kit</b> CD73-CFS, CD90-APC, CD105-PerCP	FMC020	25 Test
Th	<b>Human Th1 Cell Multi-Color Flow Cytometry Kit</b> CD3-PerCP, T-bet-FITC, IL-12 R beta 2-APC, IFN-gamma-PE	FMC009	25 Test
	<b>Mouse Th1 Cell Multi-Color Flow Cytometry Kit</b> T-bet-PerCP, IFN-gamma-FITC, IL-12 R beta 2-APC, CD4-PE	FMC010	25 Test
	<b>Human Th2 Cell Multi-Color Flow Cytometry Kit</b> CD3-PerCP, IL-4-FITC, STAT6-APC, IL-4 R-PE	FMC011	25 Test
	<b>Mouse Th2 Cell Multi-Color Flow Cytometry Kit</b> CD4-PerCP, IL-4R-FITC, STAT6-APC, IL-5-PE	FMC012	25 Test
	<b>Human Th17 Cell Multi-Color Flow Cytometry Kit</b> IL-17-PerCP, CD3-FITC, IL-22-APC, IL-23R-PE	FMC007	25 Test
Tregs	<b>Human Regulatory T Cell Multi-Color Flow Kit</b> CD25-PE, FoxP3-APC, CD4-PerCP	FMC013	50 Test
	<b>Mouse Regulatory T Cell Multi-Color Flow Kit</b> CD25-PE, FoxP3-APC, CD4-PerCP	FMC014	50 Test
	<b>Rat Regulatory T Cell Multi-Color Flow Kit</b> CD25-PE, FoxP3-APC, CD4-FITC	FMC015	50 Test
	 <b>FlowX Human Regulatory T Cell Multi-Color Flow Kit</b> CD25-APC, FoxP3-PE, CD4-CFS	FMC021	25 Test
	 <b>FlowX Mouse Regulatory T Cell Multi-Color Flow Kit</b> CD25-APC, FoxP3-PE, CD4-CFS	FMC022	25 Test
DC	<b>Human Myeloid Dendritic Cell Multi-Color Flow Kit</b> CD16-PerCP, BDCA3/CD141-PE, BDCA1/CD1c-APC, CD11c-FITC	FMC016	25 Test
	<b>Human Plasmacytoid Dendritic Cell Multi-Color Flow Kit</b> IL-3 R/CD123-PerCP, Neuropilin-1/BDCA-4-FITC, DLEC/BDCA-2-PE, CD45-APC	FMC017	25 Test

관련 신제품

혹시 Natural Killer Cell Research 하세요??



NK Cell 관련 marker가 25test로 출시되었어요! >> [관련 브로셔 보기 \(클릭\)](#)

**FACS Ab 25 test 신제품 출시**  
For Natural Killer Cell Research  
FACS antibody가 CD16, CD56외 24종이 25 test size로 출시되었습니다.  
[신제품 리스트 보러가기](#) **RD SYSTEMS**

Chemokine만큼은 R&D Systems만 쓰신다면 서울대 ooo 선생님!

그 만한 이유가 있겠죠?



Chemokine antibody가 25test로 출시되었어요! >> [관련 브로셔 보기 \(클릭\)](#)

**Flow Cytometry Antibody 25 Test size**  
**Chemokine 신제품 출시**  
Flow Cytometry Ab가 CCR~, CXCR~외 20종이 25 test size로 출시되었습니다.  
[신제품 리스트 보러가기](#) **RD SYSTEMS**

관련 자료

★ Regulatory T cells 브로셔 보기 >> [클릭](#)



★ R&D systems Flow cytometry Product 브로셔 보기>> [클릭](#)



★ Products for Human CD Marker 리스트 보러가기 >> [클릭](#)



제품 상담 : 학술마케팅팀 최미선 ([techserv@woongbee.com](mailto:techserv@woongbee.com)) / 031-776-3300 내선123)



462-807 경기도 성남시 중원구 상대원1동 190-1  
SKn 테크노파크 비즈센터 1309~11호  
Tel. 031-776-3300 Fax. 031-776-3303  
[woongbee@woongbee.com](mailto:woongbee@woongbee.com)

● 본 메일은 발신 전용으로, 회신되지 않습니다.  
● 메일을 원하지 않으시면 이곳을 클릭하시거나 [webmaster@woongbee.com](mailto:webmaster@woongbee.com)으로 연락주시기 바랍니다.  
(If you don't want this e-News informaiton, click here, please.)