




2015. 05. 20




R&D ELISpot Kits

Cell에서 Target 단백질이 분비 되는 순간 Detection!

What is ELISpot?

Add BCIP/NBT chromogen



Sensitivity가 가장 높은 Immunoassay

- √ 특정 cytokine이 cell에서 분비 되는 순간 antibody에 binding
- √ 일정 시간 동안 cell에서 분비하는 cytokine 실시간 monitoring
- √ 분비 하는 즉시 antibody와 반응 하므로 적은 양의 cytokine도 분석 가능
- √ ELISA와 같은 원리로 antibody와 반응한 cytokine을 분석

Cell 수가 적어서? 반응이 약해서? 고민하지 마세요~

- √ 100,000 cells 중 1개의 cell만 target 단백질을 분비 하여도 정확하게 인지
- √ Cell이 분비하는 cytokine 실시간 detection으로 sample 저장 중 target 단백질 lose 걱정할 필요 없습니다.
- √ Cytokine의 level이 낮아 결과 분석이 어려웠던 분들께 유용

실험 계획에 맞춰 선택의 폭이 넓은 kit 종류

√ Single Analyte ELISpot kit

- Complete ELISpot kit: 실험에 필요한 모든 시약 포함한 제품 >> [보러가기](#)
- Development ELISpot kit: 필수적인 component를 포함 한 경제적인 제품 >> [보러가기](#)

√ Dual-ELISpot kit

- Dual-Color ELISpot kit: 동시에 두 가지 Cytokine 분석 가능한 제품 >> [보러가기](#)

웅비메디텍 Assay Service

웅비메디텍
Assay Service

- Luminex
- ELISA

Time Saving !!! woongbee.com
Quality Up !!! 031-776-3300

♥ [R&D의 노하우를 그대로!! 관심있는 단백질과 sample 종류만 알려주세요~ 분석서비스 문의하기](#)