

R&D High Sensitivity Cytokine Assay !!

Cytokine 측정, 어떻게 하는 것이 효과적일까요?

Interleukine, TNF-alpha 등 염증관련 cytokine은 염증 반응이 없는 sample에서는 매우 소량으로 존재합니다. 그러므로 성공적인 cytokine의 측정을 위하여 다음과 같이 **sample내 염증반응의 정도에 따라 assay kit을 선택**하시는 것이 좋습니다.

High sensitivity Cytokine Assay Kit	Normal Cytokine Assay kit
- 염증반응이 거의 없는 serum, plasma sample	- 염증 반응이 많이 일어난 환자의 serum, plasma
- 정상인, 염증관련 치료제 효능 확인하는 경우	- LPS, PHA등 stimulation 시킨 cell의 배양액
- Stimulation 시키지 않은 cell의 배양액	
- 일반 ELISA로 sample의 농도가 측정되지 않는 경우	

High Sensitivity Quantikine ELISA


▶ 제품 종류 및 Assay range 확인하기




- √ 낮은 농도의 cytokine까지 검출 가능한 specificity
- √ ELISA의 gold standard로 인정 받는 제품
- √ SCI 상위 42%의 reference, 편리한 sample type별 문헌 검색
- √ 고품질 antibody와 protein 적용, serum, plasma에 적합한 specific diluent로 정확한 sample 측정 가능
- √ 꼼꼼한 품질 관리로 재현성 있는 결과 보장

High Sensitivity Luminex Assay


▶ 제품 종류 및 Assay range 확인하기



- √ 다양한 염증관련 cytokine의 발현량을 screening
- √ 50~100ul sample만으로도 여러가지 단백질 동시 정량
- √ Specific diluent로 false positive를 최소화
- √ Quantikine ELISA와 높은 correlation으로 정확한 측정 가능



Analyze Multiple HIF Pathway Molecules Simultaneously!



Watch For New Cancer Immunotherapy Content!



Targeting HIF Signaling with Small Molecule Inhibitors



New Human Hepcidin Quantikine® ELISA Kit

웅비메디텍
Assay Service



- Luminex
- ELISA

Time Saving !!! **woongbee.com**
Quality Up !!! **031-776-3300**

웅비메디텍 Assay Service 홈페이지 OPEN!! CLICK~CLICK!!

너무 바쁜데 분석 장비까지?!!! 웅비메디텍에 맡기고 실험스트레스에서 해방되세요!!

제품 상담 : 학술마케팅팀 이지은(techserv@woongbee.com) / 031-776-3300 내선 123)

Leaders Trust
(주)웅비메디텍
www.woongbee.com

462-807 경기도 성남시 중원구 상대원1동 190-1
 SKn 테크노파크 비즈센터 1309~11호
 Tel. 031-776-3300 Fax. 031-776-3303
woongbee@woongbee.com

- 본 메일은 발신 전용으로, 회신되지 않습니다.
- 메일을 원하지 않으시면 **이곳을 클릭**하시거나 webmaster@woongbee.com으로 연락주시기 바랍니다.
 (If you don't want this e-News informaiton, click here, please.)