



R&D human G-CSF ELISA Kit

G-CSF (Granulocyte-colony stimulation factor)는 neutrophilic granulocyte의 증식, 분화, 활성화에 영향을 주는 cytokine이며, 감염에 대한 방어와 염증 반응, hematopoiesis에 중요한 작용을 하는 것으로 알려져 있습니다.


Human G-CSF Quantikine ELISA

- ♥ ELISA의 gold-standard로 정확하고 믿을 수 있는 결과 도출
- ♥ Sample specific diluent로 보다 정확한 검출!!
- ♥ 많은 reference로 여러 연구자들에게 검증받은 제품! > [확인하기](#)
- ♥ 대용량 제품으로 가격 혜택까지!
[SixPak \(6 kits\)](#), [PharmPak \(50 kits\)](#)
- ♥ HRP conjugated Ab의 사용으로 실험 시간 단축!
- ♥ Human G-CSF Control set ([QC01-1](#))과 함께 결과의 신뢰도를 높이세요!
- ♥ [제품 Insert 확인하기](#) ▶ [human G-CSF Quantikine 주문](#)



Human G-CSF Quantikine HS ELISA

- ♥ R&D에만 있는 high sensitivity kit !! (4.6 pg/ml 까지 가능)
극소량의 human G-CSF도 한 번에 측정 가능!!
- ♥ 정상인의 혈중 G-CSF 측정, 항암제 효능 확인에 적합
- ♥ 많은 reference로 여러 연구자들에게 검증받은 제품 > [확인하기](#)
- ♥ 결과의 신뢰도를 높일 수 있는 HS Human G-CSF Control set ([QC97](#))
- ♥ [제품 Insert 확인하기](#) ▶ [human G-CSF HS ELISA 주문](#)



Human G-CSF DuoSet ELISA

- ♥ 경제적인 제품 구성의 development kit
[Antibody \(Capture, Detection\), Standard, SA-HRP](#)
- ♥ 많은 reference로 여러 연구자들에게 검증받은 제품 > [확인하기](#)
- ♥ 5-plate, 15-plate 분량 (sample 수에 맞게 사용하세요~)
- ♥ [DuoSet Ancillary Reagent Kit](#) 만 있으면 추가 구매 없이 사용가능
(재현성 있는 결과 도출을 위하여 함께 사용하실 것을 권장드립니다)
- ♥ [Cell culture sup 이외의 sample type에서 측정 하려면...](#)
- ♥ [제품 Insert 확인하기](#) ▶ [human G-CSF DuoSet 주문](#)



관련 자료

- ♥ [ELISA의 첫걸음부터 Trouble shooting까지 성공적인 ELISA 실험을 위한 알찬 정보!](#)
- ♥ [ELISA의 경험이 없거나 정확하고 만족스러운 결과를 원하신다면 분석서비스를 이용해보세요~](#)
> [ELISA 분석 서비스 문의](#)

제품 상담 : 학술마케팅팀 이지은(techserv@woongbee.com) / 031-776-3300 (내선121)

Leaders Trust



462-807 경기도 성남시 중원구 상대원1동 190-1
SKn 테크노파크 비즈센터 1309-11호
Tel. 031-776-3300 Fax. 031-776-3303
woongbee@woongbee.com

- 본 메일은 발신 전용으로, 회신되지 않습니다.
- 메일을 원하지 않으시면 [이곳을 클릭](#)하시거나 webmaster@woongbee.com으로 연락주시기 바랍니다.
(If you don't want this e-News information, click here, please.)