




Magnet이 필요 없는 T Cell Enrichment Columns

Negative T cell isolation without Magnet



Magnet ? Cell Loss ? Cell Aggregation ?

이제 T Cell Isolation 고민하지 마세요 !

비용 ↓ 시간 ↓ Yield ↑ Purity ↑

R&D의 High Quality 제품

T Cell Enrichment Columns를 만나보세요 !!

▶ 제품 원리

STEP 1



Kit 내 포함된 monoclonal Ab cocktail 과 sample을 반응

Pre-incubation with antibody cocktail

STEP 2



Ab와 반응시킨 세포들을 column에 넣어 통과

Undesired cells remain in column

Monocyte는 Ig glass beads + Fc

Desired T cells in eluate

B cells 는 Anti-Ig glass bead + F(ab) surface Ig

▶ 특징

- ✓ 85-95% High Purity
- ✓ Negative Isolation
- ✓ 비용과 시간 절약
- ✓ 간단한 실험 방법

▶ 제품군

	Human	Mouse	Rat
CD3 T cells	CD3 ⁺	CD3 ⁺	CD3 ⁺
CD4 T cells	CD4 ⁺	CD4 ⁺	CD4 ⁺
CD8 T cells	CD8 ⁺	CD8 ⁺	CD8 ⁺
Naive cells	CD4 ⁺ 45RO ⁺	CD4 ⁺ CD62L ⁺ CD44 low	
	CD8 ⁺ 45RO ⁺		
Memory cells	CD4 ⁺ 45RA ⁺	CD4 ⁺ CD62L ⁻ CD44 high	
	CD8 ⁺ 45RA ⁺		



Embryonic Stem cell로 부터 T cell 만드는 쉬운 방법

T cell sub type 포스터

R&D Brochure 들

R&D systems a biotechne brand **News Letter**

이번 주의 R&D News Letter 주제는 **Neuroscience**입니다.

관련 그림을 클릭하시면 자세히 살펴보실 수 있습니다!




[Visit Us at Neuroscience 2015!!](#)



[A Peptide for the Induction of Experimental MS](#)




[ELISAs to Measure Cytokines Involved in MS](#)



[Interactive Pathway and Other Resources for Th17 Cell](#)

웅비메디텍
Assay Service



- Luminex
- ELISA

Time Saving !!! woongbee.com
Quality Up !!! 031-776-3300

웅비메디텍 Assay Service 홈페이지 OPEN!! CLICK~CLICK!!

너무 바쁜데 분석 장비까지?!!! 웅비메디텍에 맡기고 실험스트레스에서 해방되세요!!

제품 상담 : 학술마케팅팀 안 국 희 (techserv@woongbee.com / 031-776-3300 내선122)

Leaders Trust
(주)웅비메디텍
www.woongbee.com

462-807 경기도 성남시 중원구 상대원1동 190-1
SKn 테크노파크 비즈센터 1309~11호
Tel. 031-776-3300 Fax. 031-776-3303
woongbee@woongbee.com

- 본 메일은 발신 전용으로, 회신되지 않습니다.
- 메일을 원하지 않으면 [이곳을 클릭](#)하시거나 webmaster@woongbee.com으로 연락주시기 바랍니다.
(if you don't want this e-News information, click here, please.)