



2016.09.12

R&D systems
a biotechne brand

biotechne® LIFE SCIENCE BRANDS
R&D SYSTEMS NOVUS BIOLOGICALS TOCRIS proteinsimple



Bio-Techne Newsletter | September 8, 2016

2016 9월 Bio-Techne Neuroscience Newsletters

Tocris new products와 NSCs 분화에 최적화 Tools!

- Tocris의 Noradrenalin과 Dopamine 확인을 위한 fluorescent probe
- Bio-Techne NSCs의 Multipotency 확인을 위한 tools


[Sign up here](#) for other newsletters.

[View All New Products](#)




Neurosensor 521, a New Fluorescent Probe

최근 Tocris에서 신제품으로 선보인 Neurosensor 521은 세포내 노르아드레날린과 도파민 형광 표지로써, 형광파장 값은 excitation 488 nm, emission 521 nm입니다. [지금 Tocris의 fluorescent probes을 확인해보세요!](#)



Making Immunohistochemistry (IHC) Problem Free

R&D systems의 신제품인 4가지 secondary antibodies는 기존 IHC와 다른 차별성을 보여줍니다. Anti-IgG VisUCyte™ HRP Polymer-conjugated Antibodies는 biotin-free 시약으로, avidin-biotin detection system에 의해 생기는 여러 가지 문제들을 해결할 수 있는 제품입니다. [Learn more.](#)




Want an Easier Way to Verify Neural Stem Cell (NSC) Multipotency?

효과적인 NSC의 분화를 위해 NSC는 건강한 상태로 다분화를 진행해야 합니다. Neural 3-Color Immunocytochemistry Kit로 여러분의 NSCs 다분화능을 검증함으로써, 실험의 variation을 줄여보세요!



Learn More About Our Complete Stem Cells Portfolio

R&D systems의 NSC differentiation 및 characterization 확인을 위한 제품들을 만나보세요. Bio-techne는 연구자들이 pluripotent, mesenchymal, 그리고 cancer stem cells과 같은 다른 stem cells types로 손쉽게 변환할 수 있는 여러가지 tools을 제공합니다. [Learn More.](#)



Minocycline Abrogates the Effects of Proinflammatory Cytokines on NSCs

최근 *Journal of Neuroscience Research*에 minocycline은 TNF-alpha, IL-1beta, 그리고 IL-6의 NSCs를 astrocytes로 분화 유도를 저해 함으로써 NSC의 multipotency를 회복 시킨다는 논문이 게재되었습니다.



New Poster on Conjugated Antibodies from Novus Biologicals


Novus Biologicals은 18+ label과 직접 conjugated 된 55,000종류 이상의 antibodies와 함께 multiplex immunostaining을 하실수 있습니다.

Available Conjugates and the Conjugated Antibodies Poster



WEBINAR: Advances in Remyelination

'Advances in Remyelination' 주제로 2016년 9월 29일 pm 2:30 (미국시각) webinar가 있습니다. 전문가들이 remyelination의 전략과 oligodendrocyte precursor cells의 리프로그래밍에 대하여 토론하는 내용을 확인하실 수 있습니다.



Novel Peptides for Autophagy Induction

Novus Biologicals에서 autophagy 유도를 위한 Tat-Beclin 1 D11과 Tat-Beclin 1 L11 peptides를 만나실 수 있습니다. 세포 투과성이 있는 peptides로 Beclin 1-GAPR-1/GLIPR2와 free-Beclin-1의 상호작용을 조절하여 autophagy를 유도 합니다. Learn more at **Autophagy Inducing Peptides**.

Bio-Techne at Upcoming Meetings

10 Years of iPSCs

Berkeley, CA, USA, September 25-27, 2016

The NYSCF Conference

New York City, NY, USA, October 26-27, 2016

2016 Society for Neuroscience Annual Meeting

San Diego, CA, USA, November 12-16, 2016

2016 American Society for Cell Biology

San Diego, CA, USA, December 3-7, 2016

[View All New Products](#)

웅비메디텍
Assay Service

- Luminex
- ELISA

Time Saving !!!
Quality Up !!!

woongbee.com
031-776-3300

웅비메디텍 Assay Service 홈페이지!! CLICK~CLICK!!

너무 바쁜데 분석 장비까지?!!! 웅비메디텍에 맡기고 실험스트레스에서 해방되세요!!

제품 상담 : 학술마케팅팀 최현아 (techserv@woongbee.com / 031-776-3300 내선126)

Leaders Trust
(주)웅비메디텍
www.woongbee.com

462-807 경기도 성남시 중원구 상대원1동 190-1
 SKn 테크노파크 비즈센터 1309~11호
 Tel. 031-776-3300 Fax. 031-776-3303
woongbee@woongbee.com

- 본 메일은 발신 전용으로, 회신되지 않습니다.
- 메일을 원하지 않으시면 **여기를 클릭**하시거나 webmaster@woongbee.com으로 연락주시기 바랍니다.
(If you don't want this e-News information, click here, please.)