

biotechne

LIFE SCIENCE BRANDS

R&D SYSTEMS

NOVUS
BIOLOGICALS

TOCRIS


protein simple

Western Blot 어려우신가요?

» IMPROVE YOUR RESULTS

Wes

Western blot



VS



3 hours



3 days

3 μ l



10-20 μ l

3~4 logs



~2.5 logs

Low pg



Low ng

Quantitative



Semi-Quantitative

Traditional Westerns 은 숙련된 기술이 필요하며 재현성이 떨어질 때가 많습니다. 하지만 지금 소개해 드리는 Auto western 시스템, Wes는 2-440 kDa 크기의 단백질을 안정적으로 분리 및 분석할 수 있는 시스템을 제공하여, 며칠이 아닌 몇 시간 안에 정량적이고 재현 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.

웅비메디텍은 이를 이용한 western 분석서비스도 가능하니 언제든지 연락주세요.

>> COMPARE WES TO TRADITIONAL WESTERNS

R&D Systems 와 Novus Biologicals에서 나오는 Simple Western 인증 antibody로 결과를 개선하실 수 있습니다. Western에 있어 첫 번째 단계는 신뢰할 수 있는 출처에서 검증된, 재현성 있는 antibodies를 선택하는 것입니다. 결과가 모든 것을 말하므로 우리의 antibodies는 믿을 수 있습니다.

» FIND ANTIBODIES

제품 상담 : 학술마케팅팀 한소영 (techserv@woongbee.com / 02-881-5432 내선 731)

웅비 Assay Service
Luminex / ELISA / Western
Time Saving !!! Quality UP !!!

웅비 New Assay Service OPEN
Auto Western Blot with Wes
새로운 분석서비스를 만나보세요

Wes
R&D cert. Abs.
Auto Western blot



사이트명 : (주)웅비메디텍 / 상호: (주)웅비메디텍
전화: 02-881-5432 / FAX: 02-881-5454
서울특별시 송파구 송파대로201동 테라타워A동 1113호 (문정동642번지)
Copyright©All Rights Reserved Any questions to woongbee@woongbee.com

-2017년 11월 06일-