

Cancer Stem Cell 연구자들을 위한 TOCRIS Reagents

High Performance Life science reagents TOCRIS

제품들을 웅비메디텍에서 만나십시오!



ADVANTAGE

- ◆ Cancer 치료를 위한 표적 연구
- ◆ Cancer 치료제에 대한 저항성 제거연구
- ◆ Cancer의 특정 pathway연구 등
- ◆ CSCs 연구를 하시는 분들을 위한 TOCRIS의 Solutions



Compounds for Cancer Stem Cells

Cat. #	Name	Description
5336	BRD 7116	Inhibitor of leukemia stem cell activity
1623	Cyclopamine	Inhibitor of Hedgehog(Hh)signaling; depletes stem-like cancer cells in glioblastoma
1368	Geldanamycin	Selective Hsp90 inhibitor; breast cancer stem cell inhibitor
1803	ITE	Induces stem-like cancer cell differentiation; also inhibits TGF-β-induced human myofibroblast differentiation
4829	ML 239	Breast cancer stem cell inhibitor
5522	Napabucasin	STAT3 inhibitor; blocks cancer stem cell self-renewal
4079	Niclosamide	STAT3 and mTORC1 signaling inhibitor; inhibits AML stem cells
5207	STF 118804	Depletes leukemia stem cells; NAMPT inhibitor
3070	Thioridazine hydrochloride	Selective inducer of CSC differentiation; anticancer agent
5328	TY 52156	S1P3 receptor antagonist; inhibits S1P-induced breast cancer stem cell expansion
5305	Verteporfin	YAP inhibitor; also suppresses cancer stem cell properties



서울특별시 송파구 송파대로 201 테라타워2 A동 1113호 (문정동 642번지)



02-881-5432 | FAX : 02-881-5454



techserv@woongbee.com

제품 상담 : 학술마케팅팀 안국희 (techserv@woongbee.com / 02-881-5432 내선 741)



사이트명 : (주)웅비메디텍 / 상호:(주)웅비메디텍

전화: 02-881-5432 / FAX: 02-881-5454

서울특별시 송파구 송파대로201동 테라타워A동 1113호 (문정동642번지)

Copyright©All Rights Reserved Any questions to woongbee@woongbee.com

-2018년 01월 26일-