

Wes

Auto – Western

gel-free, blot-free, hands-free



EVENT ✨ ✨

일반 Western blot에서 band
확인이 어려웠던 sample,
무료로 WES에서 확인해보세요!

1~2 Sample & 1 Ab

해당 실험 의뢰 시 기존 western blot data를
필히 제공해 주셔야 합니다.



High Sensitivity: 일반 WB보다 8배 높은 sensitivity

Less Sample & less Ab: 0.3~1.2 μ g sample

Multiplex Western: 최대 4개 targets 동시 분석 / sample

High-Throughput: 최대 96 data points = 24 samples x 4 Abs

3hrs Run time: from loading to result

정량 가능 : 재조합단백질 이용

Full Automation: 높은 재현성

1,000개 이상 Certified BioTechne (R&D + Novus) Abs


웅비 Assay Service 의뢰 가능




Wes

Features & Advantages


01 High-Sensitivity




02 High-Throughput



03 Multiplex



04 Quantitation




05 웅비 Assay Service 가능

- Western/ Luminex/ ELISA
- Cost Effectiveness
- Time Saving
- Quality Up



Automated Western Procedure(3hrs)



Ordering Information

- Separation Module

8 x 13 capillary (2 ~ 40/ 12 ~ 230/ 66 ~ 440 kDa)
8 x 25 capillary (2 ~ 40/ 12 ~ 230/ 66 ~ 440 kDa)

- Detection module

anti-human IgG/ anti-mouse/ anti-rabbit