



ALL in ONE

Inflammatory + Hormone + Thrombus
Infection + Cardiac + Liver+ Antibody



VET CHROMA

인터페이스

7인치 풀터치스크린
내장프린터
이더넷/USB/블루투스 지원
전자차트 연동

저장기능

1000개 검사결과 저장
500개 검사정보 저장
100개 사용자 ID 저장



- 초고감도 형광측정 기술 <HRDF>
- 최고의 확장성 <All in One>
- High Sensitivity & CV, Bias value
- 지속적인 검사 항목 업데이트

8가지 검사항목

8종	cCRP	fSAA	cPL	Cortisol	T4	cTSH	cD-dimer	cProgesterone	
종	개	고양이	개	개, 고양이	개, 고양이	개	개	개	
채혈튜브	Heparin EDTA	혈청 (권장) Heparin	Heparin	혈청	Heparin	Heparin / EDTA Sodium Citrate	Sodium Citrate	Heparin	
검체 타입	혈장 / 혈청	혈장 / 혈청	혈장 / 혈청	혈청	혈장 / 혈청	혈장 / 혈청	혈장	혈장 / 혈청	
검체량	10uL	10uL	50uL	50uL	50uL	200uL	50uL	100uL	
검사범위	5 ~ 500 mg/L	5 ~ 500 mg/L	10 ~ 1000 ng/mL	1.09 ~ 28.96 ug/dL	0.6 ~ 7.0 ug/dL	0.1 ~ 5 ng/mL	50 ~ 10,000 ng/mL	1 ~ 25 ng/mL	
정상	개	<10 mg/L	-	<200 ng/mL	별도 제공	별도 제공	0.6 ng/mL	<250 ng/mL	<2 ng/mL
	고양이	-	<10 mg/L	-			-	-	-

4 Steps

직관적인 검사과정, 4단계면 끝



1분 Okay



Cortisol & T4 검사는 5분 배양시간이 있습니다

출시예정

Animal	항목명	질 병	검 체 종 류	검 사 범 위
Canine	hsCRP	염증	혈청 / 혈장	추후공지
	H.pylori	감염	대변	COI1~5.000(3~15.000ng/ml)
	Tnl	Cardiac function	혈청	0.01 ~ 15 ng/ml
	AFP	Cancer	혈청 / 혈장	5 - 350 ng/ml
	CPV(항원/항체)	전염병	혈청	≤ COI 0.9: N COI 0.9 ~ 1.2:B ≥ COI 1.2: P
	CDV(항원/항체)	전염병	혈청	
	cHW	전염병	전혈 / 혈장	추후공지
Procalcitonin	감염	혈액	추후공지	
Feline	SDMA	신부전	혈청 / 혈장	추후공지
	FIV	전염병	전혈	추후공지
	FLV	전염병	전혈	추후공지
	D-Dimer	혈전	혈장	추후공지
	fPL	취장염	혈청 / 혈장	1 - 6 ug/L (Feline)
Canine & Feline	HemoglobinA1c	당뇨	혈청 / 혈장	추후공지
	c/fproBNP	Cardiac	혈액	추후공지

*보관온도: 2~8도 / 포장규격: 6 test/box. 사용기한:20개월(개별 항목 제외)



주소: (05854) 서울특별시 송파구 송파대로 201
테라타워2 A동 1113호 (문정동 642번지)



02-881-5432
02-881-5454



woongbee@woongbee.com
techserv@woongbee.com

ALL in ONE

Inflammatory + Hormone + Thrombus
Infection + Cardiac + Liver+ Antibody



VET CHROMA

심장 & 혈전 검사

임상증상

- 1) 통증, 부종, 호흡곤란, 흉통, 기침
- 2) 심박 이상, 감염, 간수치 이상, 발작
- 3) 혈전 및 지병으로 인한 증상
- 4) 다양한 질환의 합병증
- 5) 청색증, 운동불내성, 호흡곤란, 기침
- 6) 혈뇨, 후지마비, 흉통, 기절
- 7) 심장약을 먹을 경우 다음 및 다뇨

- 초고감도 형광측정 기술 <HRDF>
- 최고의 확장성 <All in One>
- High Sensitivity & CV, Bias value
- 지속적인 검사 항목 업데이트



개 혈전 마커

cD-Dimer

- 혈전 & 색전증 (Thrombosis)
- 수술 전/후
- 심각한 또는 만성 염증
- 단백소실성 장/신장질환
- 파종성 혈관내 응고 (DIC)
- 다양한 종양

심근손상 마커

Tnl

- 심근세포 손상
- 심근경색 (Myocardial Infarction)
- 심장마비 (Heart attack)
- 비대형 심근병증 (HCM)
- 심장사상충 감염
- 대동맥하 협착증 (SAS)
- 폐동맥 협착증 (PS)
- 동맥관 개존증 (PDA, 암컷)
- 확장성 심근병증 (DCM, 대형)
- 이첨판 폐쇄부전 (MVI, 소형)
- 비대형 심근병증 (HCM, 고양이)

출시예정

심장질환 마커

NT-proBNP

- 급성/만성 심부전 (Heart Failure)
- 울혈성 심부전 (CHF)
- 다양한 심장 질환

출시예정

항목별 검사표



		cd-dimer	Tnl	NT-proBNP
종		개	개, 고양이	개, 고양이
채혈튜브		Sodium Citrate	혈청	추후 제공
검체타입		혈장	혈청	
검사범위		50 ~ 10,000 ng/mL	0.01 ~ 15 ng/mL	
정상	개	250 ng/mL	0.02 ng/mL	
	고양이	-	0.04 ng/mL	

참고 자료

- J Vet Intern Med 2001;15:501-503
- J Vet Intern Med 2004;18:831-839
- J Vet Intern Med 2016;30:36-50
- Res Vet Sci. 2013 Dec;95(3):879-85
- Vet J. 2012 Nov;194(2):215-21
- J Vet Cardiol. 2010 Apr;12(1):41-8
- Korean J Lab Med 2008;28:419-24
- J Vet Med. 2014;2014:589873

4 Steps

직관적인 검사과정, 4단계면 끝



1분 Okay



주소: (05854) 서울특별시 송파구 송파대로 201
테라타워2A동 1113호 (문정동 642번지)



02-881-5432
02-881-5454



woongbee@woongbee.com
techserv@woongbee.com